### 仕様書

### 1. 購入の目的

介助の必要な利用者が、専用車椅子に座ったまま安全にシャワー入浴を行うことのできる 入浴装置を導入し、サービスの向上及び介護負担の軽減を図ることを目的として下記の仕 様の製品を購入する。

- **2. 購入物品** シャワーポッド アラエル ARA-100 (入浴用車椅子 ARA-100C)
- 3. メーカー名 酒井医療株式会社
- 4. 設置場所 特別養護老人ホームしろみ 1回 浴室
- 5. 納入期限 令和 7 年 12 月 20 日
- 6. 機器構成 シャワーポッド アラエル 一式
  - シャワードーム本体(給湯ユニット付き) 1台
  - · 入浴用車椅子 1台

### 7. 機器の仕様

(シャワードーム本体仕様)

設置場所に関わる為浴槽本体は以下の仕様の範囲とする。

シャワードーム外形寸法:1,750(L)×1,130(W)×1,137(H)mm 以下

ドーム内寸法:1,605(L)×742(W)×1,004(H)mm 以上

給湯ユニット: 590(L)×600(W)×640(H)mm 以上

電 源:単相 100V(50Hz/60Hz)15A

重 量: 本体 約85kg 以下 / 給湯ユニット 約55kg 以下

シャワーノズル数:22 基以上

シャワー流量 : 約 15 l/ 分 以下(給湯水圧力 0.3Mpa 時)

### 8. 運用的要件

### ● シャワードーム本体

## 【基本仕様】

- ① 省スペースに設置できるよう シャワードーム本体は L 1,750mm × W 1,130 mm 以下であること
- ② 入浴者が圧迫感を感じないよう、ドーム内寸は L 1,605 mm × W 742 mm× H 1004 mm 以上であること
- ③ ランニングコスト節約のため、シャワー流量は 約 15.00/ 分 以下であること。
- ④ シャワーを 1 基 標準装備していること。また、ハンドシャワー専用ミキシングバルブを備えていること。

### 【安全性】

- ⑤ ボディシャワーの湯温は表示部にデジタルで表示されること。
- ⑥ 高温時(43℃以上) 及び低温時(37℃以下)は、表示部が点滅して、高温及び低温であることをお知らせすること。
- ⑦ 火傷事故を防ぐため、給湯湯温が設定温度±3℃の範囲外、または36℃~45℃の範囲外の場合は、シャワーが 吐出されない安全制御装置を有していること。
- ⑧ 入浴時間が一目で確認できるよう、入浴時間計を装備していること。

#### 【介助性】

- ⑨ 給湯温度は、操作部の「あつく」・「ぬるく」スイッチにて、36℃から45℃までの間で簡単に設定できること。
- ① 介護者の動線に配慮し、操作用のスイッチはドーム入口近くに配置していること。
- ① ドーム内の介助や清掃がしやすいよう、介助口を備えていること。
- ① ドーム内を観察しやすいよう、上部全面が観察窓構造となっていること。
- ③ 労力軽減、省スペース対応、非常時の脱出を考慮して、シャワードームには開閉式の扉を設けていないこと
- (4) ボディシャンプーと除菌洗浄剤のボトルは 給湯ユニットの上部前面にあり、簡単に交換ができること。 また、希釈作業もなく 容易に交換できること。
- ⑤ 入浴作業及び除菌洗浄終了後、シャワードームの配管内の残り湯は「配管排水栓」レバーにて排水できること。

## 【洗浄機能】

- (b) 洗身機能として、ウルトラファインバブル入りのシャワーが吐出されること。
- ① 入浴中にドーム内で洗身が行えるよう、ボディシャンプー液をミストと混合してシャワーノズルから吐出できる モードを備えていること。
- ® ボタン一つで「予洗い」→「洗身」→「洗い流し」まで完了できる「おまかせモード」を搭載していること。
- (19) 陰部・臀部専用の下部ノズルを備えていること。
- ② 入浴作業終了後、操作部の「除菌・洗浄」スイッチを入れることで、除菌洗浄液を添加したシャワーを吐出し、 ドーム内及び車椅子の除菌洗浄を行えること。

## ● 入浴用車椅子

### 【基本仕様】

- ① 外形寸法は、1,023(L)×621(W)×1,240(H)mm 以下であること。 (※チルト時は 1,263mm×621mm × 976mm)
- ② 搬送し易いように質量は 約 15kg 以下であること。

# 【安全性】

- ③ 入浴時の前ズレを防ぐため、チルト機能が装備されていること。
- ④ 後輪キャスターは、ひと踏みで 2輪同時にロックする機能を有していること。
- ⑤ 肌の弱い方、敏感な方用に、ご利用者の背中とメッシュシートの間に差し込んで使用する EVA スポンジの「背もたれマット」を標準付属していること。

### 【介助性】

- ⑥ ヘッドレストは、入浴者の体型に合わせて高さの調節が可能なこと。
- ⑦ キャスター径は、搬送しやすいよう 後輪 が300mm 以上、前輪 が151.5mm 以上あること。
- ⑧ 移乗しやすいよう、担架面高さは 446mm 以下であること。
- ⑨ フットレストは移乗動作(及び介助)がし易いよう、回転開閉機構であること。 また、外側に回転させた状態から、取り外すことができること。

# 【衛生面】

⑩ 座面マットは快適性、衛生性を考慮して交換可能なマットが装備されていること。